

## Myon EMG mobil

Der Elektromyograph kann elektrische Muskelaktivität mithilfe von Oberflächenelektroden, welche auf die Haut geklebt werden, messen. Diese Elektroden müssen präzise auf den Muskelbauch geklebt werden, um eine genaue Messung zu erhalten. Die Daten werden per Bluetooth an die Empfängerstation gesendet, sodass keine Kabel die Bewegung stören. So können dann Frequenzen oder Amplituden der elektrischen Signale gemessen und sie beispielsweise in Bezug zur Kraft eines Muskels gesetzt werden.

