

## PhysioFlow®

PhysioFlow® erlaubt es präzise und non-invasiv (sechs Elektroden am Oberkörper) das Herzminutenvolumen sowie weitere cardiologische Parameter durch Impedanz Kardiographie (/thorakale elektrische Bioimpedanz) zu messen. In Echtzeit ermittelt das System Schlag für Schlag die einzelnen Parameter.

Der Akkubetrieb und integrierte Speicher ermöglichen eine mobile Untersuchung (z.B. während eines Marathons). Beste Untersuchungsergebnisse ermittelt das System in Verbindung mit dem Spirometriegerät Metalyzer 3b von Cortex, wodurch kardiorespiratorische Daten erhoben werden.

